


C-therm TX 最新MTPSセンサー熱伝導率測定機



- 衣料・生地・粉末・液体・固体試料の熱伝導率が簡単に測定
- C-therm TXは特許取得済みMTPS技術を採用しています
サンプルに瞬間的な微量の熱源を放射する事で、直接熱伝導率を測定します

How It Works



Conforms to ASTM D7984



diamSCOPE 超極細ガラス、カーボン繊維径高速測定装置


ダイヤモンドは世界最速で精密に繊維径を計測します

対象繊維

ガラス繊維 カーボン繊維 合成繊維

測定種類

繊維平均直径、直径分布、長さの分布、
平均湾曲率、曲率分布



測定範囲

繊維径測定範囲：0.2 μ ~ 150 μ
 繊維長測定範囲：50 μ ~ 500 μ
 繊維曲率範囲：0 ~ 100 degree/mm

特徴

一分間に20,000ファイバー測定
 繊維曲率を計測
 簡単な操作性